



DE PERFECTIE VAN  
NATUURLIJK GELUID

WIDEX **MOMENT SHEER**™

**WIDEX**

SOUND LIKE NO OTHER

# DE PERFECTIE VAN NATUURLIJK GELUID GEEFT ME HET GEVOEL DAT IK VOL IN HET LEVEN STA

We weten dat de eerste ervaring met een hoortoestel sterk bepalend is voor de mate van succes naar beter horen. Door een negatieve ervaring kunt u zich gaan afvragen of het überhaupt wel een goed idee was om een hoortoestel te proberen. Een goede ervaring kan u echter een sterker gevoel van verbondenheid met uw leven geven dan u in jaren hebt ervaren.

Wij geloven dat het mogelijk is om u een geluid te bieden dat zo natuurlijk klinkt dat u vanaf het eerste moment al versted doet staan. Hoe? Met Widex PureSound™.

Normaal gesproken bereikt geluid dat door een hoortoestel wordt verwerkt, het trommelvlies later dan het geluid dat rechtstreeks wordt gehoord. En als deze twee asynchrone signalen vermengd raken, ontstaat er een kunstmatig geluid. Met Widex Moment Sheer en PureSound kunt u nu echter elk moment horen zoals u voorheen deed.

## NATUURLIJK GELUID OP ZIJN BEST

We vroegen gebruikers van hoortoestellen om onze hoortoestellen in het dagelijks leven te dragen en ons te laten weten wat ze ervan vonden. Het resultaat was overweldigend positief: 95% van de gebruikers beschreef in hun reactie het geluid als 'natuurlijk' en 'helder'.





# STREAMEN VANAF iOS EN ANDROID

Al onze hoortoestellen met direct streaming kunnen via 2.4 GHz Bluetooth verbinding maken met zowel iOS als Android-apparaten, Widex TV PLAY en andere DEX-accessoires.

Daarmee bent u nu voorbereid op al het streamingentertainment dat de wereld te bieden heeft, in hoge kwaliteit.

## WIDEX MOMENT SHEER



sRIC R D

## WIDEX MOMENT-serie



RIC 312 D

mRIC R D

BTE R D

BTE 13 D



# BESCHIKBARE OPLADERS

## CHARGE N CLEAN OPLADER

- 4 uur laden voor een volle dag gebruik
- 30 minuten laden voor 4 uur gebruik
- Reinigingsfunctie van de eartip
- Droogfunctie
- Klep voor het afdekken van de hoortoestellen – zo beschermt u ze goed



## STANDAARD OPLADER

(SRIC R D, MRIC R D, BTE R D)

Afhankelijk van het oplaadbare Moment-hoortoestel dat u gebruikt, is er een standaard oplader beschikbaar.

- 4 uur laden voor een volle dag gebruik
- 30 minuten snelladen voor 4 uur gebruik
- Slank en licht
- LED-indicatielampjes om de laadstatus aan te geven



# CONTROLE BINNEN HANDBEREIK

Met Widex Moment kunt u uw hoortoestel volledig bedienen met de Widex Moment-app op uw Apple- of Android-smartphone\*. Het is nu makkelijker dan ooit om uw hoorervaring nauwkeurig af te stemmen zodat u precies het gewenste geluid krijgt op momenten die voor u belangrijk zijn.



WIDEX **MOMENT** App





Uitvoerige tests tonen aan dat de app eenvoudig en intuïtief is en dankzij de donkere modus kan de app discreet worden gebruikt.

\* De Widex Moment-app werkt met de volgende Widex Moment-modellen: sRIC R D (MRR4D), mRIC R D (MRR2D), RIC 312 D (MRB2D), BTE R D (MBR3D) and BTE 13 D (MBB3D). Voor andere modellen kan de Widex ToneLink-app worden gebruikt voor de bediening van belangrijke functies.



# DE PERFECTIE VAN NATUURLIJK GELUID

---

Stelt u zich voor dat een hoortoestel u toegang geeft tot de luisterervaring van duizenden andere gebruikers net als u, zodat u in een ogenblik een persoonlijk aanbevolen geluid kan worden aangeboden.

Met MySound is het mogelijk. MySound combineert persoonlijke ervaringen met de enorme kracht van kunstmatige intelligentie en brengt ze samen in een simpele, gebruiksvriendelijke-app.

## **Meer controle. Meer inzicht**

Met MySound 2.0 hebben we compressie toegevoegd aan de lijst met instelbare parameters. Dat betekent dat u nu programma's kunt aanmaken die zowel de equalizer als de compressie regelen op een manier die past bij uw behoeftes en uw situatie. Het resultaat: een nog betere gepersonaliseerde hoorervaring.

WIDEX MY GUIDE  
- ZO HAALT U  
HET MEESTE  
UIT UW MOMENT

# GEEFT ME VERTROUWEN IN ELKE SITUATIE

---

## **Speciaal voor u**

U hoeft slechts de meest relevante activiteit en luisterintentie te selecteren en onze AI biedt u direct een aanbevolen geluidsprofiel aan, op basis van de voorkeuren van duizenden andere gebruikers in vergelijkbare situaties.

## **Maak uw eigen geluid - nu nog sneller**

Het AI-systeem helpt u aan een beter geluid door middel van een aantal vergelijkingen. Zo kunt u het geluid precies zo instellen als u dat wilt.

Doordat onze berekeningen nu in de cloud worden uitgevoerd, is het “Maak uw eigen” geluidsproces sneller dan ooit. Dat betekent dat u altijd toegang heeft tot supersnelle aanpassingen, ongeacht of u de nieuwste smartphone of een wat ouder model heeft.

Maak kennis met My Guide. Dit gedeelte van de Moment App adviseert u door middel van stapsgewijze instructies en video's over alles, van het aanzetten van uw hoortoestel tot het personaliseren van het geluid met MySound.

Ook is er een serie korte cursussen beschikbaar om u te helpen wennen aan het dagelijks leven met uw hoortoestellen.

# WIDEX **MOMENT** SHEER EN WIDEX **MOMENT**

Widex Moment Sheer is beschikbaar als achter-het-oor, RIC-model. Dit is het nieuwste model in de Moment-serie. Widex Moment is beschikbaar in verschillende achter-het-oor-modellen (RIC en AHO/BTE) en in-het-oor-modellen (IHO/ITE). Uw audicien kan u helpen bij het kiezen van het ideale model voor uw specifieke gehoorverlies en levensstijl.

## Kies uw kleur

### RIC en BTE



Tech Black  
(118)



Titanium Grey  
(121)



Silver Grey  
(119)



Dark Cherry  
(116)



Mediterranean  
Turquoise  
(078)



Shocking Pink  
(077)



Chestnut  
Brown  
(115)



Golden Brown  
(120)



Honey Blonde  
(114)



Autumn Beige  
(123)



Deep Blue  
(136)



Sporty Red  
(076)



Pearl White  
(068)

### ITE



Light Beige  
(025)



Clay Brown  
(028)



Dark Brown  
(107)



**COM-DEX**  
Voor handsfree  
streamen



**RC-DEX**  
Uw afstands-  
bediening



**TV-DEX**  
Voor genieten van  
de televisie

### WIDEX TV PLAY

Stijlvolle tv-streamer voor stabiel streamen vanaf de televisie



# MODELLEN EN STIJLEN

---

## ACHTER-HET-OOR-modellen

RIC



sRIC R D

mRIC R D

RIC 10

RIC 312 D

BTE



BTE R D

BTE 13 D

BTE 312

---

## IN-HET-OOR-modellen



XP

IM/IP

CIC

CIC-M


























HAAL MEER UIT UW WIDEX **MOMENT**

**Draadloze accessoires – verbinden,  
bedienen en communiceren**

Met behulp van DEX-accessoires kunt u moeiteloos verbinding maken met audioapparatuur, afstandsbedieningen, uw televisie, mobiele of vaste telefoons. Neem voor meer informatie contact op met uw audicien.

# WAAROM WIDEX **MOMENT** DE JUISTE KEUZE IS VOOR U

Voor de beste hoorbeleving is Widex Moment voorzien van exclusieve Sound Class-technologie die uw hoortoestel automatisch aanpast aan uw specifieke luisterbehoeften. Widex Moment biedt in elke situatie optimale helderheid, ongekend comfort en de beste hoorbaarheid zonder dat u knopjes hoeft in te drukken.

PRESTATIENIVEAU/ VOORDEEL	SOCIAAL	MUZIEK		RUSTIG		Party		VERVOER		STAD	
		-	Klassiek of modern	-	met spraak	-	met spraak	-	met spraak	-	met spraak
Widex Moment 440											
Widex Moment 330											
Widex Moment 220											
Widex Moment 110											





SOUND LIKE NO OTHER



Widex is een geregistreerd handelsmerk van WIDEX A/S.  
Drukwerk door Rosendahls a/s. 2022-08. 9 502 5335 001 #04

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een dienstverleningsmerk van Apple Inc.  
Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.  
Wijzigingen voorbehouden zonder nadere kennisgeving.

[WWW.WIDEX.COM](http://WWW.WIDEX.COM)